



ВИНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

Для применения в хирургической стоматологии и имплантологии



+7 (843) 528 20 38



orange-dental@yandex.ru



РТ, г. Казань,
ул. Ф. Амирхана, д. 14 Б



@orangedentalshop

НАША ПРОДУКЦИЯ

ВИНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН



Диаметр стержня:	1,4 мм
Диаметр шляпки:	3,0 мм
Высота шляпки:	0,5 мм
Размер винта:	3,0; 4,0 и 5,0 мм
Материал:	Титан марки BT-6

Винты предназначены для стабильной фиксации резорбируемых и не резорбируемых мембран, а также титановых сеток.

Головки винтов снабжены крестообразным шлицем, что обеспечивает наиболее жесткую фиксацию винта на лезвии отвертки.

Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта, лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.

Артикул	Наименование	К-ВО в упаковке	Цена
Винты для фиксации мембран (3 мм)			
SWm-12-30-05	Винт для фиксации мембран	5 шт.	3 000
SWm-12-30-15	Винт для фиксации мембран	15 шт.	9 000
Винты для фиксации мембран (4 мм)			
SWm-12-40-05	Винт для фиксации мембран	5 шт.	3 000
SWm-12-40-15	Винт для фиксации мембран	15 шт.	9 000
Винты для фиксации мембран (5 мм)			
SWm-12-50-05	Винт для фиксации мембран	5 шт.	3 000
SWm-12-50-15	Винт для фиксации мембран	15 шт.	9 000

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИНТОВ

Рукоятка универсальной отвертки



Совместимость: винты для фиксации мембран
Артикул: SD-12-01
Цена: 7 000 руб.

Эргономика рукоятки позволяет надежно фиксировать ее в руке: без прокручивания, без перенапряжения при нефизиологическом положении оператора, контролируя крутящий момент отвертки.

Рукоятка универсальной отвертки мини



Совместимость: винты для фиксации мембран
Артикул: SDm-12-02
Цена: 6 000 руб.

Уникальный дизайн рукоятки отвертки мини, позволяет установить винты в труднодоступных местах.

Рукоятка обеспечивает точность работы и оптимальную фиксацию винта на отвертке.

Насадка для универсальной отвертки



Совместимость: винты для фиксации мембран
Длина: 40 мм и 60 мм
Артикул: SP-14-01 (40мм)
SP-14-02 (60мм)
Цена: 1 500 руб.

Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта, лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.

Насадка для углового наконечника



Совместимость: винты для фиксации мембран

Длина: 25 мм и 40 мм

Артикул: Sfe-14-01 (25мм)

Sfe-14-02 (40мм)

Цена: 1 200 руб.

Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта, лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.

Кассета квадратная для винтов



Совместимость: винты для фиксации мембран

Артикул: BS-12-01

Цена: 2 700 руб.

Дизайн кассеты для винтов позволяет легко и удобно производить забор винта, простая конструкция обеспечивает устойчивость во время стерилизации винтов, а также во время взятия инструментом.

ПРАЙС-ЛИСТ

Артикул	Наименование	К-ВО в упаковке	Цена
Винты для фиксации мембран (3 мм)			
SWm-12-30-05	Винт для фиксации мембран	5 шт.	3 000
SWm-12-30-15	Винт для фиксации мембран	15 шт.	9 000
Винты для фиксации мембран (4 мм)			
SWm-12-40-05	Винт для фиксации мембран	5 шт.	3 000
SWm-12-40-15	Винт для фиксации мембран	15 шт.	9 000
Винты для фиксации мембран (5 мм)			
SWm-12-50-05	Винт для фиксации мембран	5 шт.	3 000
SWm-12-50-15	Винт для фиксации мембран	15 шт.	9 000
Инструменты			
SD-12-01	Рукоятка универсальной отвертки	1 шт.	7 000
SDm-12-02	Рукоятка универсальной отвертки мини	1 шт.	6 000
SP-14-01	Насадка для универсальной отвертки (25 мм)	1 шт.	1 500
SP-14-02	Насадка для универсальной отвертки (40 мм)	1 шт.	1 500
Sfe-14-01	Насадка для углового наконечника (25 мм)	1 шт.	1 200
Sfe-14-02	Насадка для углового наконечника (40 мм)	1 шт.	1 200
BS-12-01	Кассета квадратная для винтов	1 шт.	2 700